

DIRECT SYSTEM


VENEER OCCLUSIONVD COMPOSITE

COQUES D'ÉMAIL HYBRIDE POUR RESTAURATIONS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES

Grâce au procédé unique de frittage au laser, les coques d'émail translucides vestibulaires et occlusales (VENEER & OCCLUSIONVD d'edelweiss) se distinguent en raison de la vitrification de leur surface inorganique imitant la céramique et de leur corps en composite thermopolymérisé.

Les facettes VENEER et OCCLUSIONVD représentent les bases anatomiques des reconstructions unitaires ou plurales ainsi que celles de l'augmentation de la dimension verticale (DVO) au niveau des secteurs postérieurs. Elles permettent également l'obtention d'un guidage fonctionnel des dents des secteurs antérieurs et latéraux par l'utilisation des facettes « VENEER » d'edelweiss.

La différence réside dans sa similarité avec la nature.



FAIBLEMENT INVASIF & ÉCONOMIQUE

| | COMPOSITE | VENEER & OCCLUSIONVD |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Résistance à la flexion | 150 MPa | 200 MPa |
| Résistance à la compression | 480 MPa | 550 MPa |
| Module d'élasticité | 12,5 (dentine) - 16 GPa (émail) | 20 GPa |
| Dureté des surfaces | 80 HV | 100 HV |
| Retrait de polymérisation | 2,50 % | — |

AVANTAGES

- Une seule séance
- Mini-invasivité
- Aspect naturel
- Longévité
- Biomécanique
- Biocompatibilité
- Antibactérien
- Prix modéré




INDICATIONS

- Restaurations antérieures et postérieures
- Tâches sur les dents
- Malformations anatomiques
- Diastème
- Érosion & attrition
- Personnalisé facettes, couronnes et ponts
- Recouvrements de couronnes
- Élever la dimension verticale (OVD)

TOUJOURS LA BONNE TAILLE

Les facettes VENEER & OCCLUSIONVD d'edelweiss sont fournies en différentes tailles. A l'aide du guide de tailles edelweiss, il est possible de déterminer facilement la taille appropriée de la coque d'émail.

Tailles VENEER : XS, S, M, L
Tailles OCCLUSIONVD : S, M, L



CAS CLINIQUE

RÉHABILITATION COMPLÈTE AVEC LES
FACETTES VENEER & OCCLUSIONVD

edelweiss
DENTISTRY



ENSEIGNEMENT EN LIGNE GRATUIT

Découvrez nos vidéos étape par étape gratuites & conseils pratiques sur le site web d'edelweiss et apprenez à traiter de façon optimale vos Patients en peu de temps.
www.edelweissdentistry.com/videos

ATELIERS EN DIRECT POUR VOTRE SUCCÈS

Découvrez le système d'ateliers en direct d'edelweiss lors de nos sessions d'une journée avec travaux pratiques ! Contactez votre distributeur ou rendez-vous sur
www.edelweissdentistry.com/education-center



Visitez notre vidéothèque edelweiss !



Marc Bachmann
Webinar DT Study Club
Bio-Esthétique et
fonction en une séance

Sanette Muller &
Stephan Lampl
Réhabilitation complète
Amélogénèse
imparfaite

Stephan Lampl &
Claudio Novelli
Réhabilitation complète
avec les facettes VENEER
& OCCLUSIONVD

Stephan Lampl &
Claudio Novelli
Réhabilitation complète
Mon histoire /
Robert Lucero

Didier Dietschi
Mise en œuvre et
caractérisation des
facettes VENEER
d'edelweiss

... et bien d'autres documentaires étape par étape et conférences sur notre site !

edelweiss dentistry ® et le logo edelweiss ® sont des marques déposées d'edelweiss dentistry products gmbh • Autriche

© 2019 edelweiss dentistry products gmbh • Autriche. Le contenu de cette documentation dans son ensemble est la propriété d'edelweiss dentistry products gmbh • Autriche. Toute reproduction, distribution ou transmission de cette publication, totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite d'edelweiss dentistry products gmbh • Autriche. Tous droits réservés.