DIRECT SYSTEM

PEDIATRIC CROWN

Ein Durchbruch in der Kinderzahnheilkunde

edelweiss PEDIATRIC CROWNs bestehen aus lasergesintertem Bariumglas, was sie sowohl hoch antibakteriell als auch Plaque resistent macht.

Diese Kronen sind biokompatibel; sie haben den gleichen Abrieb wie natürliche Zähne, daher schädigt die edelweiss PEDIATRIC CROWN den Antagonistenzahn nicht.

Die mesialen und distalen Ränder der edelweiss PEDIATRIC CROWN folgen der natürlichen Zahnfleischlinie der Milchzähne.

Die edelweiss PEDIATRIC CROWN ahmt den natürlichen Milchzahn in Form und Funktion perfekt nach. Die vorgefertigte, bioästhetische Morphologie ermöglicht eine schnelle und sichere Behandlung.

In nur einem Termin sind maximal ästhetische und zugleich minimal invasive Ergebnisse erzielbar. Für jede Zahnsituation hat edelweiss die passende Krone.

PEDIATRIC CROWN - SIZING GUIDE GRÖSSEN: S, M, L (OK UND UK)






Entdecken Sie unser revolutionäres

«DIRECT SYSTEM PEDIATRIC CROWNs»
eine sichere und einfache
Behandlung für ein
gesundes Kinderlächeln.









Dr. Jessica J. Sidharta D.M.D. C.D.T.

edelweiss PEDIATRIC CROWN

"Die Behandlung kariöser Milchzähne erfordert mehr Aufmerksamkeit, Geschick und Konzentration des Zahnarztes. Bis heute waren Stahlkronen für mich die einzige und einfachste Möglichkeit, eine funktionale Restauration zu geringen Kosten zu erzielen.

Aber die meisten Kinder und deren Eltern waren enttäuscht von dem dunklen und unästhetischen Erscheinungsbild. Selbst nachdem den betroffenen Eltern die Funktion der Kronen erklärt wurde, waren sie nicht zufrieden. Die Eltern wünschten sich Ästhetik und Funktionalität in einer Krone vereint. Für mich bietet die PEDIATRIC CROWN von edelweiss die perfekte Option für die Versorgung mit einer ästhetischen, natürlich aussehenden Krone in einem minimalinvasiven Verfahren und unter voller Kontrolle über das Endergebnis. Die edelweiss PEDIATRIC CROWN weist alle Eigenschaften auf, die ich von einer idealen pädiatrischen Krone erwarte."

"Der Unterschied liegt in der einfachen und sicheren Behandlung."



VORHER








VORTEILE

- Drei vorfabrizierte
 Universal-Größen für alle
 Milchzahntypen
- Die Morphologie schützt die Pulpahörner der Milchzähne
- · Minimal-invasiv
- Beschleifbar wie ein natürlicher Zahn
- Biokompatibel & biofunktionell
- Antibakteriell und Plaque resistent
- · Natürliches Abriebverhalten
- Problemlose Reparatur
- Kostensparend

INDIKATIONEN

- Front- und Seitenzahnrestaurationen
- Verfärbungen
- Morphologische Deformationen
- · Verminderte Schmelzqualität
- Erhöhte Kariesaktivität
- Nickel-Intoleranz
- Nach Vitalexstirpation mit reduzierter Zahnhartsubstanz und entsprechender Milchzahnwurzelfüllung
- · Restauration nach Trauma

TECHNICAL DATA



PEDIATRIC CROWN Dicke: 0,5 mm

Technische Daten	PEDIATRIC CROWN
Biegefestigkeit	200 MPa
Druckfestigkeit	550 MPa
Biegemodul	20 GPa
Oberflächenhärte	100 HV

(Quelle: interne Daten edelweiss dentistry)

office@edelweissdentistry.com www.edelweissdentistry.com

© 2018 edelweiss dentistry products gmbh • Österreich. Alle in dieser Broschüre enthaltenen Materialien sind Eigentum der edelweiss dentistry products gmbh • Österreich. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der edelweiss dentistry products gmbh • Austria in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert, verbreitet oder übertragen werden. Alle Rechte vorbehalten.